


Flow-Ball **ULTRA**®

By POWERbreathe®



Funcionamiento:

Antes de empezar, une la cesta con el mango.
El Flow-Ball ULTRA® ya está listo para usarse.



Algunas posibilidades para jugar con el Flow-Ball ULTRA®

- > Sopla la pelota para que se eleve según desee y recójala con la cabeza de la pipa
- > Mantenga la bola en el aire el máximo tiempo posible y lo más alto posible.
- > Sopla la bola bien alto y gire una o dos veces sobre sí mismo antes de recogerla.
- > Incline la Flow-Ball ULTRA® un poco hacia abajo o hacia arriba y sopla suavemente para que la bola pueda girar más o menos rápido sobre sí misma.
- > Ponga un jarrón en una mesa, tome distancia, sopla fuertemente la bola e intente colarla en el jarrón.
- > Sopla la bola con la pipa inclinada hacia delante para pasársela a su compañero. Éste cogerá la bola soplando e intentando q siga en al aire hasta que su compañero haya respirado y esté preparado para recoger la bola. Este movimiento puede adaptarlo como desee.
- > Este juego está califi cado para ser un juego de sociedad.

Ocho resistencias

Bajo Alto		NIVEL DE RESISTENCIA 1 MANTÉN CERRADAS AMBAS ABERTURAS.
		NIVEL DE RESISTENCIA 2 MANTÉN CERRADA LA ABERTURA GRANDE.
		NIVEL DE RESISTENCIA 3 MANTÉN CERRADA LA ABERTURA PEQUEÑA.
		NIVEL DE RESISTENCIA 4 MANTÉN ABIERTAS AMBAS ABERTURAS.

Nivel de resistencia 1 = baja resistencia / nivel de resistencia 4 = alta resistencia

2 bolas diferentes dan lugar a 8 resistencias diferentes

BOLA PEQUEÑA
BAJA RESISTENCIA



BOLA GRANDE
ALTA RESISTENCIA



Con la bola pequeña se logra una baja resistencia. La bola grande sirve para ejercicios avanzados, ya que con ella se logra una mayor resistencia.

Cuidados y mantenimiento

Como el Flow-Ball ULTRA® estará expuesto a la saliva durante su uso, recomendamos limpiar el Flow-Ball ULTRA® después de usarlo. Separe el cestillo del tubo y lave todas las piezas en agua y jabón, enjuáguelas con agua limpia, séquelas bien y vuelva a montarlas. Recomendamos limpiar el dispositivo una vez a la semana usando pastillas limpiadoras aprobadas.

Oficina central:
POWERbreathe International Ltd.
Northfield Road, Southam,
Warwickshire CV47 0FG,
Inglaterra, Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1926 816100
www.powerbreathe.com

EC REP HaB GmbH,
Porschestra. 4,
D-21423 Winsen an der Luhe,
Deutschland.



Flow-Ball ULTRA no es un juguete. Este producto está diseñado para usarlo exclusivamente en ejercicios de respiración. No se recomienda ningún otro uso. El material contenido en este manual tiene fines exclusivamente informativos. POWERbreathe International Ltd no realiza representación ni garantía alguna en relación con este manual ni en relación con los productos que se describen en el mismo. No se realizan reclamaciones explícitas ni implícitas en relación con el uso ni con los resultados del uso de este producto.

POWERbreathe International Ltd no se hace responsable de ningún tipo de daño, directo, indirecto o fortuito, consecencial o especial, que surja o se deba al mal uso o a usos no previstos de este material o los productos aquí descritos.

Flow-Ball ULTRA es un producto con diseño protegido. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al programa de desarrollo continuo del fabricante. El logotipo de POWERbreathe es una marca comercial registrada de POWERbreathe Holdings Ltd. Todos los nombres de producto de POWERbreathe son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de POWERbreathe Holdings Ltd.